

A faint, light blue illustration of a medical professional, possibly a nurse or doctor, is visible in the background on the left side of the page. The figure is wearing a cap and has a cross on their chest, similar to the URGO logo icon. They are holding a large, light blue shield-like shape.

**SOLUÇÕES URGO
TECNOLOGIAS PARA
CICATRIZAÇÃO DE
LESÕES**

#COMURGOCICATRIZA



NOSSA MISSÃO:

CICATRIZAR PESSOAS

Na Urgo Medical, apoiamos os profissionais de saúde a cicatrizar pessoas. Com tratamentos inovadores baseados em evidências científicas, e serviços personalizados, proporcionamos um recomeço para as pessoas que vivem com uma lesão de pele.



COLOCAMOS O PACIENTE NO CENTRO DO CUIDADO

Garantimos que todas as nossas ações estejam alinhadas ao nosso propósito. Isso significa oferecer soluções que promovem não apenas a recuperação clínica, mas também qualidade de vida e bem-estar.



CUIDAMOS DE QUEM CUIDA

Por meio da educação em saúde podemos melhorar o conhecimento científico, disseminar as melhores práticas no tratamento de lesões e capacitar os profissionais de saúde para estarem junto aos seus pacientes em seu processo de cicatrização.



LIDERAMOS COM CIÊNCIA

Por meio da ciência criamos e desenvolvemos soluções inovadoras e eficazes, baseadas em evidências científicas para profissionais de saúde e pacientes.

NOSSOS VALORES:

UMA ORGANIZAÇÃO

QUE APRENDE



DESENVOLVEMOS
UMA ORGANIZAÇÃO
QUE APRENDE

MENTALIDADE VENCEDORA



COM UMA MENTALIDADE
VENCEDORA

TIMES ENGAJADOS



ENQUANTO ENGAJAMOS
NOSSOS TIMES EM
NOSSA MISSÃO

ONDE TUDO COMEÇOU

A Urgo Medical iniciou sua jornada de cicatrização em 2000, na **FRANÇA**, tendo a TLC e o UrgoTul como as primeiras tecnologias inovadoras. Desde então, vem renovando seu olhar para o futuro, com a certeza de que ainda há muito a transformar. A Urgo Medical seguirá investindo em pesquisa, sustentabilidade e no desenvolvimento de soluções inovadoras, sempre guiada pelo propósito de enfrentar os maiores desafios da saúde.



REFERÊNCIA EM
CICATRIZAÇÃO

Presente em **21 PAÍSES**, conectada por uma rede sólida de especialistas que compartilham a mesma missão: cicatrizar pessoas.

No Brasil, tem sua sede em **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)** e atuação em todo o território nacional, contribuindo de forma consistente para a melhoria da qualidade de vida de pacientes e para o fortalecimento da prática clínica dos profissionais de saúde.

CONHEÇA AS FIBRAS MAGNÉTICAS



UrgoClean Ag



UrgoStart^{plus}
Pad

UrgoStart^{plus}
Border

PERMITEM O DESBRIDAMENTO CONTÍNUO DAS LESÕES

A atração eletrostática entre as fibras magnéticas e os componentes do leito da lesão permite a **remoção contínua de esfacelos, debris e biofilme.** ^{1,2}

Esse processo ocorre devido à diferença de cargas, com o curativo carregado negativamente e a lesão, positivamente.




Toda a tecnologia envolvida nas soluções Urgo Medical é baseada em evidências científicas, com comprovada eficácia na cicatrização. ►

CONHEÇA A TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE



A Matriz Cicatrizante TLC (**Tecnologia Lípido Coloide**) foi desenvolvida pelo Laboratório Urgo com o objetivo de promover cicatrização otimizada e oferecer qualidade de vida aos pacientes, baseada em evidências científicas e eficácia clínica.



Proporcionam um meio úmido ideal e sustentado.³

Permitem a retirada atraumática e sem dor.⁴



Eficácia antimicrobiana rápida e de amplo espectro.⁵

UrgoClean Ag

UrgoTul Ag



Equilíbrio dos níveis elevados de Metaloproteases (MMPs), enzimas que, em excesso, degradam a matriz extracelular.⁶

UrgoStart



Estímulo comprovado aos fatores cicatriciais, como: fibroblastos, colágeno, ácido hialurônico e glicosaminoglicanos.^{7,8}


UrgoTul

UrgoTul Absorb Border

DESBRIDA E MANTÉM LIMPO


Fibras Magnéticas™

- A atração eletrostática entre as fibras magnéticas e os componentes do leito da lesão permite a **remoção contínua de esfacelos, debris e biofilme**.^{1,2}
- Esse processo ocorre devido à diferença de cargas, com o curativo carregado negativamente e a lesão, positivamente.⁹



TLC-Ag

- Fornece eficácia antimicrobiana rápida e de amplo espectro.⁵
- Proporciona um meio úmido ideal e sustentado.³
- Permite a retirada atraumática e sem dor.⁴



INDICAÇÃO POR TIPO DE TECIDO:



Esfacelo



Sinais de Infecção



Hipergranulação



Granulação Não Saudável e/ou Biofilme

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:



Recortável



Pode ser
associado a
compressão



Hemostático



Remoção em
peça única



Vídeo de aplicação:



Tamanho	Un/Box	Código	SIMPRO
10 x 10	10 un.	551978	295649
15 x 15	10 un.	551979	295650

MANTÉM LIMPO E ACELERA A CICATRIZAÇÃO

Fibras Magnéticas™

- A atração eletrostática entre as fibras magnéticas e os componentes do leito da lesão permite a **remoção contínua de esfacelos, debris e biofilme**.^{1,2}
- Esse processo ocorre devido à diferença de cargas, com o curativo carregado negativamente e a lesão, positivamente.⁹

TLC-Nosf

- Equilibra os níveis elevados de Metaloproteases (MMPs), enzimas que, em excesso, degradam a matriz extracelular, acelerando a cicatrização em até 50%.⁶
- Proporciona um meio úmido ideal e sustentado.³
- Permite a retirada atraumática e sem dor.⁴

INDICAÇÃO POR TIPO DE TECIDO:



Granulação Saudável



Esfacelo



Granulação Não Saudável e/ou Biofilme

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:



Recortável



Pode ser
associado a
compressão



Hemostático



Remoção em
peça única



Vídeo de aplicação:



Tamanho	Un/Box	Código	SIMPRO
10 x 10	10 un.	553122	322170

MANTÉM LIMPO E ACELERA A CICATRIZAÇÃO

Adesivo de Silicone Indolor¹⁰

- Fácil de aplicar.
- Permanece no lugar por até 7 dias.
- Reposicionável.
- Resistente a bactérias e à água.

SuperAbsorvente¹¹

- Absorve verticalmente (T-absorption).
- Retém o exsudato.
- Alta capacidade de absorção.

Fibras Magnéticas™

TLC-Nosf

- Equilibra os níveis elevados de Metaloproteases (MMPs), enzimas que, em excesso, degradam a matriz extracelular, acelerando a cicatrização em até 50%.⁶
- Proporciona um meio úmido ideal e sustentado.³
- Permite a retirada atraumática e sem dor.⁴

INDICAÇÃO POR TIPO DE TECIDO:



Granulação Saudável



Esfacelo



Granulação Não Saudável e/ou Biofilme

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:



Adesivo de Silicone
Reposicionável e
Indolor



Pode ser
associado a
compressão



Hemostático



Resistente
à água



Vídeo de aplicação:



Tamanho	Un/Box	Código	SIMPRO
15 x 15	10 un.	600908	322171
15 x 20	10 un.	600909	322172
20 x 20*	5 un.	600910	322173

*Formato Sacral

TRIPLA EFICÁCIA NA CICATRIZAÇÃO

Adesivo de Silicone Indolor¹⁰

- Fácil de aplicar.
- Permanece no lugar por até 7 dias.
- Reposicionável.
- Resistente a bactérias e à água.

SuperAbsorvente¹¹


- Absorve verticalmente.
- Retém o exsudato.
- Alta capacidade de absorção.

Espuma de Poliuretano

TLC

- Fornece estímulo comprovado aos fatores cicatriciais, como: fibroblastos, colágeno, ácido hialurônico e glicosaminoglicanos.^{7,8}
- Proporciona um meio úmido ideal e sustentado.³
- Permite a retirada atraumática e sem dor.⁴

CASO CLÍNICO - EPIDERMÓLISE BOLHOSA:



Paciente masculino com EBDR, 5 anos. Lesão em glúteo esquerdo. O UrgoTul Absorb Border proporcionou cicatrização em 8 dias.



INDICAÇÃO POR TIPO DE TECIDO:



Granulação Saudável



Epitelização

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:



Adesivo de Silicone Reposicionável e Indolor



Absorção de exsudato




Resistente à água



Curativo pronto para uso



Vídeo de aplicação:



Tamanho	Un/Box	Código	SIMPRO
10 x 10	10 un.	552797	276992
15 x 15	10 un.	552866	276993
20 x 20*	5 un.	552874	276994



*Formato Sacral

RESTAURA E CICATRIZA

Malha de poliéster não oclusiva

TLC

- Fornece estímulo comprovado aos fatores cicatriciais, como: fibroblastos, colágeno, ácido hialurônico e glicosaminoglicanos.^{7,8}
- Proporciona um meio úmido ideal e sustentado.³
- Permite a retirada atraumática e sem dor.⁴



CASO CLÍNICO - EPIDERMÓLISE BOLHOSA:



Lesão no maléolo medial



Lesão na lombar e glúteo



Lesões nas mãos



INDICAÇÃO POR TIPO DE TECIDO:



Granulação Saudável



Epitelização

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:



Transferência de exsudato



Pode ser usado em cavidade




Pode ser recortado



Pode ser associado a compressão



Vídeo de aplicação:





Tamanho	Un/Box	Código	SIMPRO
10 x 10	10 un.	551694	261162
15 x 15	10 un.	551972	294223
20 x 30	5 un.	551925	279822

POTENTE CONTRA A INFECÇÃO SUAVE COM OS TECIDOS

Malha de poliéster não oclusiva

TLC-Ag

- Fornece eficácia antimicrobiana rápida e de amplo espectro.⁵
- Proporciona um meio úmido ideal e sustentado.³
- Permite a retirada atraumática e sem dor.⁴



CASO CLÍNICO - EPIDERMÓLISE BOLHOSA:



Paciente feminino, 45 anos, EB. Lesão na perna esquerda. UrgoTul Ag proporcionou controle da infecção e cicatrização em 15 dias.



INDICAÇÃO POR TIPO DE TECIDO:



Hipergranulação



Sinais de Infecção



Granulação Não Saudável e/ou Biofilme

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:



Transferência de exsudato



Pode ser usado em cavidade



Pode ser recortado



Pode ser associado a compressão




Vídeo de aplicação:



Tamanho	Un/Box	Código	SIMPRO
10 x 12	10 un.	551836	272529
15 x 15	10 un.	551837	272530
20 x 40	5 un.	602824	348836

ACELERA A CICATRIZAÇÃO

Malha de poliéster não oclusiva



TLC-Nosf

- Equilibra os níveis elevados de Metaloproteases (MMPs), enzimas que, em excesso, degradam a matriz extracelular, acelerando a cicatrização em até 50%.⁶
- Proporciona um meio úmido ideal e sustentado.³
- Permite a retirada atraumática e sem dor.⁴



Reduz o tempo de cicatrização em até 50%¹²

Qualquer curativo

Na base de dados da população em geral (base de dados sistema de saúde)

Tempo médio de fechamento



Até 50%

Curativo TLC-NOSF

Em 10 mil pacientes no atendimento clínico diário efetivo

INDICAÇÃO POR TIPO DE TECIDO:



Granulação Saudável



Granulação Não Saudável e/ou Biofilme

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:



Transferência de exsudato



Pode ser usado em cavidade




Pode ser recortado



Pode ser associado a compressão



Vídeo de aplicação:



Tamanho	Un/Box	Código	SIMPRO
10 x 10	10 un.	600905	322169

SISTEMA DE COMPRESSÃO MULTICOMPONENTE PARA UM TRATAMENTO CONTÍNUO, CONSISTENTE E CONFORTÁVEL^{13,14}

K-Tech:

1º Componente de Curto Estiramento

- Durante o movimento, a compressão eficaz de 32 mmHg estimula o retorno venoso com o efeito massageador da panturrilha, reduz o edema e aumenta o conforto.¹⁵

K-Press:

2º Componente de Longo Estiramento

- Adapta-se à perna e às variações do edema, mantendo a pressão terapêutica ideal mesmo em repouso. Oferece compressão de 8 mmHg com segurança, conforto e continuidade eficaz do tratamento.¹⁶



Ambas bandagens com marcadores de pressão (PresSure System) para guiar a aplicação e assegurar a sobreposição.^{17,18}




INDICADO PARA O TRATAMENTO DE:

- Úlcera Venosa
- Linfedema
- Edema

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:



Vídeo de aplicação:



Tamanho	Un/Box	Código	SIMPRO
18 x 25	1 un.	602190	268460
25 x 32	1 un.	602191	268461

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DAS SOLUÇÕES URGO MEDICAL

	Fibras Magnéticas	Não aderente	Absorção de exsudato	Transferência de exsudato	Pode ser usado em cavidade	Pode ser recortado	Pode ser usado sob compressão	Necessita de curativo secundário	Hemostático	A prova de Chuveiro	Curativo pronto para uso
											
UrgoClean Ag											
UrgoTul Ag											
UrgoStart ^{plus} Pad											
UrgoStart ^{plus} Border											
UrgoStart Contact											
UrgoTul											
UrgoTul Absorb Border											
UrgoK2											

CONHEÇA E CERTIFIQUE-SE DOS TAMANHOS E CÓDIGOS DOS PRODUTOS **URGO MEDICAL**

UrgoClean Ag

Tamanho	Un/Box	Código	SIMPRO
10 x 10	10 un.	551978	295649
15 x 15	10 un.	551979	295650

UrgoTul Ag

Tamanho	Un/Box	Código	SIMPRO
10 x 12	10 un.	551836	272529
15 x 15	10 un.	551837	272530
20 x 40	5 un.	602824	348836

UrgoStart^{plus} Pad

Tamanho	Un/Box	Código	SIMPRO
10 x 10	10 un.	553122	322170

UrgoStart^{plus} Border

Tamanho	Un/Box	Código	SIMPRO
15 x 15	10 un.	600908	322171
15 x 20	10 un.	600909	322172
20 x 20*	5 un.	600910	322173

UrgoStart Contact

Tamanho	Un/Box	Código	SIMPRO
10 x 10	10 un.	600905	322169

UrgoTul

Tamanho	Un/Box	Código	SIMPRO
10 x 10	10 un.	551694	261162
15 x 15	10 un.	551972	294223
20 x 30	5 un.	551925	279822

UrgoTul Absorb Border

Tamanho	Un/Box	Código	SIMPRO
10 x 10	10 un.	552797	276992
15 x 15	10 un.	552866	276993
20 x 20*	5 un.	552874	276994

UrgoK2

Tamanho	Un/Box	Código	SIMPRO
18 x 25	1 un.	602190	268460
25 x 32	1 un.	602191	268461

VISITE O PORTAL DESPÉRTA E
PARTICIPE DE NOSSA COMUNIDADE.



DESPÉRTA

www.despertaaparaopediabetico.com.br

DesPérta é uma campanha de conscientização sobre as complicações nos pés de pessoas com Diabetes idealizada pela Urgo Medical, com o objetivo de auxiliar pacientes, familiares, profissionais e gestores de saúde na prevenção e tratamento dessa complicação negligenciada do diabetes, com o intuito de salvar pés e salvar vidas!

#INFORMAÇÃO #EDUCAÇÃO

#PREVENÇÃO #CUIDADO

#TRATAMENTO #CONSCIENTIZAÇÃO



Escaneie o QR Code e
acesse o portal
do programa
DesPérta





A **Urgo Medical Brasil** desenvolveu em 2017 o programa “Cuidando das Borboletas” para apoiar as pessoas com Epidermólise Bolhosa e seus familiares.

O programa consiste em diversas ações com os pacientes e profissionais da saúde que estão envolvidos nesse cuidado para proporcionar a melhor experiência na cicatrização de lesões.

CONHEÇA ALGUMAS DAS AÇÕES DO PROGRAMA URGO CUIDANDO DAS BORBOLETAS

- ◆ Bate papo presencial ou virtual com especialistas clínicas em EB da Urgo Medical;
- ◆ Orientações individuais sobre o autocuidado;
- ◆ Visita técnica para orientação* sobre as tecnologias Urgo Medical e acesso ao kit de produtos**;
- ◆ Informações sobre a patologia e os cuidados diários;
- ◆ Treinamentos e apoio aos profissionais de saúde.

Acesse e saiba mais:

www.urgomedical.com.br/urgocuidandodasborboletas



*A visita técnica será realizada por um enfermeiro especialista da Urgo Medical. Verifique a disponibilidade na sua região por meio de um representante da empresa. **Kit de tecnologias Urgo Medical consiste em curativos personalizados, indicados para o tratamento de pacientes com Epidermólise Bolhosa, que será entregue ao paciente para que possa conhecer e verificar o que melhor se adapta ao seu tratamento. Após contato com nosso especialista, serão definidas as quantidades de cada produto para personalizar o kit no tempo determinado para o programa.



A faint, stylized illustration of a white cat with a blue cross on its chest, set against a light blue background with horizontal lines. The cat is depicted in a simple, cartoonish style, facing left. The background consists of a light blue gradient with thin, horizontal white lines.

REFERÊNCIAS:

1. Meaume S., Dissemond J., et al, Evaluation of two fibrous wound dressings for the management of leg ulcers: Results of a European randomised controlled trial (Earth RCT). J Wound Care, Vol 23, No 3; March 2014, 105-116.
2. Dalac S., Sigal L., Addala A., et al Clinical evaluation of a dressing with poly absorbent fibres and a silver matrix for managing chronic wounds at risk of infection: a non comparative trial. J Wound Care, Vol 25, No 9, September 2016.
4. Internal report Laboratoires Urgo n°RE/UR/2021-563/SOL. Read the leaflet carefully before use. 11/2024
5. Desroche N, Dropet C, Janod P, et al. Antibacterial properties and reduction of MRSA biofilm with a dressing combining polyabsorbent fibres and a silver matrix. J Wound Care 2016; 25: 577-584.
6. Münter KC, Meaume S, Augustin M, Senet P, Kerihuel J.C. The reality of routine practice: a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF wound dressings. J of Wound Care. 2017 Feb, 26 (Sup2):S4-S15. Erratum in J Wound Care. 2017 Mar 2; 26(3): 153.
7. FX. Bernard, C. Barrault et al., Stimulation of the proliferation of human dermal fibroblasts in vitro by a lipidocolloid dressing. Journal of Wound Care, May 2005; 14 (5) : 215-220
8. FX. Bernard, F. Juchaux et al., Effets d'un pansement lipido-colloïde sur la production de matrice extracellulaire. Journal des Plaies et Cicatrisations, 2007
9. In vitro data - report n°177804, March 2014
10. "In vitro" studies. Internal Report. Laboratoires URGO
11. Absorption data from stability studies n°392 & 486.
12. Münter KC, Meaume S, Augustin M, Senet P, Kerihuel J.C. The reality of routine practice: a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF wound dressings. J of Wound Care. 2017 Feb, 26 (Sup2):S4-S15. Erratum in J Wound Care. 2017 Mar 2; 26(3): 153.
13. European Wound Management Association (EWMA). Management of Patients With Venous Leg Ulcers: Challenges and Current Best Practice. J Wound Care. 2016 Jun; 25 Suppl 6:S1-S67.
14. O'Meara S. et al. Compression for venous leg ulcers (review). The Cochrane database of systematic reviews 2012; 1-192.
15. Benigni J.P. et al., Efficacy, safety and acceptability of a new two-layer bandage system for venous leg ulcers, Journal of Wound Care, Vol 16, No9, Oct 2007
16. Meaume S, Senet P, Thomé B, Aragno VA, Bohbot S, Fortin S, Boucley I, Michon-Pasturel U, Colboc H. Aetiological treatment of venous leg ulcers with compression therapy: real-life outcomes with two different procedures. J Wound Care. 2023 Oct 2;32(10):615-623. doi: 10.12968/jowc.2023.32.10.615. PMID: 37830834.
17. Junger M. Comparison of interface pressures of three compression bandaging systems. 2012
18. Hanna R, Bohbot S, Connolly N. A comparison of interface pressures of three compression bandage systems, 2008

